



CATÁLOGO CUIDADO DE HERIDAS

THERAPIES. HAND IN HAND.

BSNmedical
an Essity company

ÍNDICE

CUIDADO TRADICIONAL DE HERIDAS

Cintas y telas adhesivas

• Leukoplast®	Tela adhesiva	4
• Leukopor®	Cinta adhesiva microporosa	5
• Leukofix®	Cinta adhesiva microperforada transparente	6

Venditas adhesivas

• Coverplast®	Venditas adhesivas	7
---------------	--------------------	---

Parches oculares

• Coverlet®	Parche ocular	9
-------------	---------------	---

Apósitos de fijación

• Hypafix®	Apósito no estéril adhesivo en rollo	10
• Hypafix® Transparent	Apósito no estéril adhesivo transparente en rollo	10
• Hypafix® Gentle Touch	Apósito no estéril adhesivo de silicona en rollo p/ áreas sensibles	11
• Leukomed®	Apósito adhesivo estéril con almohadilla	12
• Leukomed® T	Apósito adhesivo estéril transp. semipermeable	13
• Leukomed® T Plus	Apósito adhesivo estéril transp. semipermeable c/almohadilla	14
• Leukomed® Sorbact	Apósito adhesivo estéril transp. con almohadilla y antimicrobiano	15
• Leukomed® Control	Apósito adhesivo estéril transparente con almohadilla de gel	16
• Leukomed® IV	Apósito estéril transparente suajado para fijación IV	17

Toallitas alcoholadas

• Cutisoft® Wipes	Toallitas alcoholadas	18
-------------------	-----------------------	----

CUIDADO AVANZADO DE HERIDAS

Apósitos de cuidado avanzado de heridas

• Cutimed® Sorbact®	Apósito antimicrobiano	20
• Cutimed® Sorbact® Gel	Apósito antimicrobiano con hidrogel	24
• Cutimed® Sorbact® Hydroactive	Apósito de hidropolímero con antimicrobiano	25
• Cutimed® Sorbact® Hydroactive B	Apósito de hidropolímero con antimicrobiano y bordes adhesivos	25
• Cutimed® Gel	Hidrogel para desbridamiento	26
• Cutimed® Siltec®	Apósito hidrocelular estéril de poliuretano	27
• Cutimed® Sorbion®	Apósito de polipropileno súper absorbente	32
• Cutimed® Hydro	Apósito hidrocoloide	38
• Cutimed® Hydrocontrol	Apósito de hidropolímero en gel	40
• Cutimed® Cavity	Espuma hidrofílica conformable	41
• Cutimed® Alginate	Apósito de alginato de calcio y sodio	42
• Cuticell® Classic	Apósito impregnado con parafina	43
• Cuticell®	Apósito impregnado con petrolato	44
• Cuticell® Contact	Apósito de poliuretano macroporoso con silicona	45
• Cuticell® Epigraft®	Apósito para epitelización	46
• Cutimed® Protect	Cuidado de la piel	47



CUIDADO TRADICIONAL DE HERIDAS

TELA ADHESIVA

LEUKOPLAST®

TELA BLANCA ADHESIVA

Indicaciones:

- Para fijación de todo tipo y tamaños de vendajes.
- Para fijación de tubos, catéteres y/o cánulas.

Características y beneficios:

- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Puede ser cortado vertical y horizontalmente.
- Adhesivo hipoalergénico.
- Para piel normal.
- Alta adherencia inicial y permanente.
- Termoestable de 0°C hasta 30°C.

Composición:

- Masa adhesiva: adhesivo de caucho de óxido de zinc, polysobutileno, lanolina resina y aceite mineral.
- Tela de seda
- Centro de cartón.



Información – Leukoplast®			
Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
9249200	77011541	Leukoplast 1.25 cm x .91 m	Caja c/24 carretes
9249300	77011558	Leukoplast 2.50 cm x .91 m	Caja c/12 carretes
9249900	77011565	Leukoplast 1.25 cm x 4.57 m	Caja c/12 carretes
9250000	7702003925009	Leukoplast 2.50 cm x 4.57 m	Caja c/6 carretes
9250200	7702003925023	Leukoplast 5.0 cm x 4.57 m	Caja c/6 carretes
9250300	7702003925030	Leukoplast 7.50 cm x 4.57 m	Caja c/6 carretes
7103800	7707331800639	Leukoplast 10 m x 1.25 cm	Tubos c/24 rollos
7103801	7707331800646	Leukoplast 10 m x 2.5 cm	Tubos c/12 rollos
7103802	7707331800653	Leukoplast 10 m x 5.0 cm	Tubos c/6 rollos
7103803	7707331800660	Leukoplast 10 m x 7.5 cm	Tubos c/4 rollos
7103804	7707331800677	Leukoplast 10 m x 10 cm	Tubos c/3 rollos
7103805	7707331801605	Leukoplast S 1.25 cm x 10 m White 24 -Lic	Tubos c/24 rollos
7103808	7707331801780	Leukoplast S 2.5 cm x 10 m White 12 Gob	Tubos c/12 rollos
7103806	7707331801612	Leukoplast S 5 cm x 10 m White 6 -Lic	Tubos c/6 rollos
7103807	7707331801629	Leukoplast S 7.5 cm x 10 m White 4 -Lic	Tubos c/4 rollos

CINTA ADHESIVA

LEUKOPOR®

CINTA ADHESIVA MICROPOROSA COLOR PIEL Y BLANCO

Indicaciones:

- Para fijación de apósitos y vendajes.
- Para la fijación de electrodos y aparatos de medición.

Composición:

- Tela no tejida de celulosa y poliéster
- Adhesivo copolímero acrílico
- Centro de acrílico.

Características y beneficios:

- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Puede ser cortado fácilmente a mano.
- Adhesivo hipoalergénico.
- Para pieles sensibles.
- Alta adherencia inicial y permanente.
- Libre de látex.



Información – Leukopor® blanco/ piel

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
247100	42078722	Leukopor blanco 1.25 cm x 5 m	Caja c/24 carretes
247200	42078739	Leukopor blanco 2.50 cm x 5 m	Caja c/12 carretes
7236800	7702003247125	Leukopor piel 1.25 cm x 4.57 m	Caja c/12 carretes
7236801	7702003247224	Leukopor piel 2.50 cm x 4.57 m	Caja c/6 carretes
245300	4042809025347	Leukopor 9.2 m x 1.25 cm	Caja c/24 rollos
245400	4042809025521	Leukopor 9.2 m x 2.5 cm	Caja c/12 rollos
245500	4042809025552	Leukopor 9.2 m x 5.0 cm	Caja c/6 rollos

CINTA ADHESIVA

LEUKOFIX®

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MICROPERFORADA

Indicaciones:

- Para fijación de dispositivos médicos.

Composición:

- Sustrato de polietileno microperforado
- Adhesivo de copolímero acrílico
- Centro de acrílico.

Características y beneficios:

- Es impermeable a la humedad y agentes externos.
- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Puede ser cortado vertical y horizontalmente.
- Adhesivo hipoalergénico.
- Para piel sensible.
- Permite el monitoreo sin hacer cambio del apósito.
- Alta adherencia inicial y permanente.



Información – Leukofix®

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
212100	42078982	Leukofix 1.25 cm x 5 m	Caja c/24 carretes
212200	42078999	Leukofix 2.50 cm x 5 m	Caja c/12 carretes
212400	42079002	Leukofix 5 cm x 5 m	Caja c/6 carretes
213600	4042809029178	Leukofix 9.2 m x 1.25 cm	Caja c/24 rollos
213700	4042809029208	Leukofix 9.2 m x 2.5 cm	Caja c/12 rollos
213800	4042809029239	Leukofix 9.2 m x 5.0 cm	Caja c/6 rollos

VENDITAS ADHESIVAS

COVERPLAST® ELASTIC

APÓSITO ADHESIVO DE TELA DE ALGODÓN ELÁSTICA CON ALMOHADILLA LIBRE DE LÁTEX

Indicaciones:

- Para proteger pequeñas heridas y lesiones menores.
- Para uso externo.

Características y beneficios:

- Curas adhesivas elásticas.
- Con almohadilla absorbente antiadherente.
- Doble cubierta inferior de papel siliconado.
- Libre de látex.
- Es hipoalergénico.
- Papel envoltura de sellado en frío, empacadas individualmente.
- Tiempo de almacenaje 5 años.
- Caja con presentaciones mixtas para cada tipo de herida.

Composición:

- Tela de algodón elástica con hidrorrepelente color piel.
- Almohadilla de tela viscosa más una capa antiadherente de polietileno.
- Adhesivo de poliacrilato hipoalergénico.
- Papel siliconado.



COVERPLAST® STANDARD

APÓSITO ADHESIVO ABSORBENTE

Indicaciones:

- Para proteger pequeñas heridas y lesiones menores.
- Para uso externo.

Características y beneficios:

- Cura plástica adhesiva microperforada en color piel.
- Semipermeable.
- Almohadilla de tela no tejida antiadherente.
- Doble cubierta inferior de papel siliconado.
- Es hipoalergénico.
- Tiempo de almacenaje 3 años.

Composición:

- Soporte de polietileno en color piel.
- Almohadilla de tela no tejida en poliéster blanco.
- Adhesivo de poliacrilato hipoalergénico.
- Papel siliconado.



Información – Coverplast® Elastic/ Standard

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7149806	4042809217391	Coverplast latex free mixto	Caja c/40
7113900	4042809087819	Coverplast oval 2.5 x 3.2 Latex free	Caja c/100
7256900	7702003009723	Coverplast standard 19 mm x 72 mm	Cajas c/20
7256901	7702003009693	Coverplast standard redondo	Caja c/100
7256923	7707331801599	Coverplast standard piel	Caja c/100

COVERPLAST® STANDARD TRANSPARENTE

APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA REPELENTE AL AGUA

Indicaciones:

- Para proteger pequeñas heridas y lesiones menores.
- Para uso externo.

Características y beneficios:

- Cura plástica transparente adhesiva microperforada.
- Semipermeable.
- Almohadilla de tela no tejida antiadherente.
- Doble cubierta inferior de papel siliconado.
- Es hipoalergénico.

Composición:

- Soporte de polietileno transparente microperforado.
- Almohadilla de tela no tejida en poliéster blanco.
- Adhesivo de poliacrilato hipoalergénico.
- Papel siliconado.



Información – Coverplast® Standard Transparente

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7256902	7702003009938	Coverplast standard transparente	Cajas c/100

VENDITAS ADHESIVAS/ PARCHE OCULAR

COVERPLAST® TRANSPARENT

APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA

Indicaciones:

- Para proteger pequeñas heridas y lesiones menores.
- Para uso externo.
- Se recomienda su cambio cada 6 horas.

Características y beneficios:

- Cura plástica transparente adhesiva.
- Impermeable a humedad y agentes externos.
- Almohadilla de tela no tejida antiadherente.
- Doble cubierta inferior de papel siliconado.
- Capa superior de polipropileno con pestaña roja de señalización.
- Tiempo de almacenaje 3 años.
- Semipermeable al vapor de agua dejando transpirar.

Composición:

- Soporte de poliuretano transparente.
- Almohadilla de tela no tejida.
- Adhesivo de poliacrilato.
- Papel siliconado.
- Capa protectora de polipropileno.



COVERLET®

PARCHE OCULAR ADHESIVO

Indicaciones:

- Para el tratamiento de ambliopía (ojo perezoso).
- Para el tratamiento de estrabismo en niños y bebés a partir del séptimo mes.
- Se recomienda su cambio cada 6 horas.

Características y beneficios:

- Transpirable.
- Almohadilla oscura que impide el paso de la luz.
- Doble cubierta inferior de papel siliconado.
- Adaptable y conformable.
- Totalmente oclusivo para asegurar una terapia completa.
- No contiene látex.
- Para uso en pieles sensibles.
- Tiempo de almacenaje 3 años.

Composición:

- Substrato de tela viscosa de poliamida en color piel.
- Almohadilla de tela no tejida oscura.
- Adhesivo de caucho sintético, óxido de zinc.
- Papel siliconado.



Información – Coverplast® Transparent/ Coverlet®

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7264901	4042809380415	Coverplast transparente 19 mm x 72 mm	Caja c/10
7264902	4042809380446	Coverplast transparente mixto	Caja c/20
4642900	4042809244090	Coverlet parche ocular jr 4.8 cm X 6.3 cm	Cajas c/20
4643000	4042809244113	Coverlet parche ocular Regular 5 cm X 7.6 cm	Cajas c/20

APÓSITO DE FIJACIÓN

HYPAFIX®

APÓSITO NO ESTÉRIL ADHESIVO EN ROLLO BLANCO Y TRANSPARENTE

Indicaciones:

- Para fijación de dispositivos médicos y/o apósitos primarios.

Características y beneficios:

- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Adhesivo hipoalergénico.
- Para piel normal y sensible.
- Alta adherencia inicial y permanente.
- Papel guía en cuadrícula por centímetros.
- Es impermeable a la humedad y agentes externos

Composición:

- Tela no tejida en poliéster (Hypafix blanco)
- Adhesivo de poliacrilato
- Papel craft siliconado
- Poliuretano extradelgado en (Hypafix transparente)
- Pattern coat sólo en algunas presentaciones



Información – Hypafix®/ Hypafix® Transparent

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7193900	4042809001006	Hypafix 2 m x 10 cm	Rollo
7144204	4042809258813	Hypafix 5 m x 10 cm	Rollo
7144301	4042809000702	Hypafix 10 m x 5 cm	Rollo
7144302	4042809000733	Hypafix 10 m x 10 cm	Rollo
7144303	4042809000764	Hypafix 10 m x 15 cm	Rollo
7144304	4042809000795	Hypafix 10 m x 20 cm	Rollo
7144305	4042809000825	Hypafix 10 m x 30 cm	Rollo
7237803	4042809198997	Hypafix transparent 2 m x 10 cm	Rollo
7237800	4042809198935	Hypafix transparent 10 m x 5 cm	Rollo
7237801	4042809198959	Hypafix transparent 10 m x 10 cm	Rollo
7237802	4042809198973	Hypafix transparent 10 m x 15 cm	Rollo
7144201	4042809000610	Hypafix Tips 5 x 5 W 1 Int	Rollo

APÓSITO DE FIJACIÓN

HYPAFIX® GENTLE TOUCH

APÓSITO NO ESTÉRIL ADHESIVO DE SILICONA

Indicaciones:


- Adecuado para pieles sensibles: piel envejecida, piel de neonatos/ bebés prematuros, piel apergaminada, pacientes bajo diálisis, piel sometida a tensión por medicamentos. Recomendado para fijación de apósitos y para fijación secundaria de sondas

Composición:

- Tela no tejida en poliéster
- Adhesivo de silicona
- Papel protector de polietileno

Características y beneficios:

- Buena adherencia inmediata y duradera.
- Radiotransparentes.
- Muy resistente.
- Para cubrir apósitos extensos (en partes del cuerpo o zonas de flexión que se doblan ligeramente)
- Para la fijación segura de tubos, catéteres, dispositivos de medición e instrumental.
- Gentil con la piel comprometida.
- Se puede re-aplicar.



Información – Hypafix® Gentle touch

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7996601	4042809578560	Hypafix 5 cm x 5 m	Rollo
7996602	4042809578584	Hypafix 10 cm x 5 m	Rollo
7996604	4042809578621	Hypafix 10 cm x 2 m	Rollo

APÓSITO DE FIJACIÓN

LEUKOMED®

APÓSITO ADHESIVO ESTÉRIL CON ALMOHADILLA

Indicaciones:

- Apósito primario para proteger heridas quirúrgicas de agentes externos como agua, contaminantes y bacterias.
- Para heridas con exudado leve.

Composición:

- Tela no tejida en poliéster blanco.
- Almohadilla de tela no tejida en poliéster.
- Adhesivo de poliacrilato.
- Papel protector encerado.

Características y beneficios:

- Bordes redondeados.
- Permeable al vapor de agua y al oxígeno.
- Empaque individual estéril.
- Adhesivo hipoalergénico amigable con la piel.
- Doble capa de papel protector encerado.
- Almohadilla de tela antiadherente.
- Reduce el riesgo de maceración.



Información – Leukomed®

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7238007	4042809199444	Leukomed 5 cm x 7.2 cm	Cajas c/5
7238008	4042809199475	Leukomed 8 cm x 10 cm	Cajas c/5
7238000	4042809199239	Leukomed 7.2 cm x 5 cm	Cajas c/50 apósitos
7238001	4042809199260	Leukomed 8 cm x 10 cm	Cajas c/50 apósitos

APÓSITO DE FIJACIÓN

LEUKOMED® T

APÓSITO ADHESIVO ESTÉRIL TRANSPARENTE SEMIPERMEABLE

Indicaciones:

- Apósito primario para proteger heridas de agentes externos como agua, contaminantes y bacterias.
- Fijación de dispositivos médicos.

Composición:

- Película de poliuretano ultradelgada.
- Adhesivo de poliacrilato.
- Etiqueta superior protectora de polipropileno.
- Papel encerado.

Características y beneficios:

- Película ultra delgada, flexible y adaptable.
 - Bordes redondeados.
 - Mayor permeabilidad al vapor de agua.
 - Empaque individual estéril.
 - Sistema de aplicación único que consiste en una capa superior de polipropileno señalada con una pestaña roja, y doble capa inferior de papel encerado.
 - Libre de látex.
 - Adhesivo hipoalergénico con sistema "pattern coat".*
- * Sólo en algunas presentaciones



Información – Leukomed® T

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7238103	4042809199628	Leukomed T 5 cm x 7.2 cm	Cajas c/5
7238104	4042809199659	Leukomed T 8 cm x 10 cm	Cajas c/5
7238111	4042809254938	Leukomed T 10 cm x 12.5 cm	Cajas c/5
7238100	4042809199536	Leukomed T 7.2 cm. x 5 cm	Cajas c/50 apósitos
7238101	4042809199567	Leukomed T 8 cm. x 10 cm	Cajas c/50 apósitos
7238102	4042809199598	Leukomed T 11 cm. x 14 cm	Cajas c/50 apósitos
7238108	4042809234602	Leukomed T 10 cm x 12.5 cm	Cajas c/50 apósitos
7238114	4042809269222	Leukomed T 10 cm x 25 cm	Cajas c/50 apósitos

APÓSITO DE FIJACIÓN

LEUKOMED® T PLUS

APÓSITO ADHESIVO ESTÉRIL TRANSPARENTE SEMIPERMEABLE CON ALMOHADILLA

Indicaciones:

- Apósito primario para proteger heridas con exudado de leve a moderado.

Características y beneficios:

- Película ultra delgada, flexible y adaptable.
 - Bordes redondeados.
 - Mayor permeabilidad al vapor de agua.
 - Empaque individual estéril.
 - Almohadilla de tela no tejida antiadherente.
 - Sistema de aplicación único que consiste en una capa superior de polipropileno señalada con una pestaña roja y doble capa inferior de papel encerado.
 - Libre de látex.
 - Adhesivo hipoalergénico con sistema "pattern coat".*
- * Sólo en algunas presentaciones

Composición:

- Película de poliuretano ultradelgada.
- Adhesivo de poliacrilato.
- Almohadilla de tela no tejida en poliéster.
- Etiqueta superior protectora de polipropileno.
- Papel encerado.



Información – Leukomed® T Plus

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7238206	4042809199895	Leukomed T Plus 5cm x 7.2cm	Cajas c/5
7238207	4042809199925	Leukomed T Plus 8cm x 10cm	Cajas c/5
7238208	4042809199956	Leukomed T Plus 8cm x 15cm	Cajas c/5
7238200	4042809199710	Leukomed T Plus 7.2 cm. x 5 cm.	Cajas c/50 apósitos
7238201	4042809199741	Leukomed T Plus 8 cm. x 10 cm.	Cajas c/50 apósitos
7238202	4042809199772	Leukomed T Plus 8 cm. x 15 cm.	Cajas c/50 apósitos

APÓSITO DE FIJACIÓN ANTIMICROBIANO

LEUKOMED® SORBACT

APÓSITO ADHESIVO ESTÉRIL CON ALMOHADILLA IMPREGNADA CON DACC, ÉSTER DE ÁCIDO GRASO DERIVADO DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO

Indicaciones:

- Apósito primario para proteger heridas con exudado de leve a moderado con riesgo de infección.

Todas las heridas postquirúrgicas y traumáticas:

Incisiones quirúrgicas

Todas las heridas postquirúrgicas abiertas

Laceraciones, cortadas, abrasiones


Quemaduras leves

Composición:

- Película de poliuretano ultradelgada
- Adhesivo de poliacrilato
- Almohadilla de tela no tejida en poliéster impregnada con DACC
- Papel encerado

Características y beneficios:

- Película adhesiva impermeable brinda gran comodidad para el paciente, permite ducharse
- Adhesión confiable.
- Almohadilla absorbente para heridas
- Malla Sorbact que atrae y retiene las bacterias, ayuda a reducir el riesgo de infección
- Promueve la cicatrización de la herida por interacción puramente física



Información – Leukomed® Sorbact

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7619900	4042809448283	Leukomed Sorbact 5 cm x 7.2 cm	Cajas c/20
7619901	4042809448306	Leukomed Sorbact 8 cm x 10 cm	Cajas c/20
7619902	4042809448320	Leukomed Sorbact 8 cm x 15 cm	Cajas c/20
7619903	4042809448344	Leukomed Sorbact 10 cm. x 20 cm.	Cajas c/20
7619907	4042809448429	Leukomed Sorbact 5 cm x 7.2 cm.	Cajas c/3

LEUKOMED® CONTROL

APÓSITO ADHESIVO ESTÉRIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE DE GEL DE HIDROPOLÍMEROS

Indicaciones:

- Heridas secas o poco exudativas
- Heridas quirúrgicas
- Heridas traumáticas

Composición:

- Película de poliuretano
- Almohadilla de hidropolímeros
- Adhesivo de poliacrilato
- Capa protectora de polipropileno
- Papel encerado
- Empaque individual metálico

Características y beneficios:

- Almohadillas hidropoliméricas absorben el exudado de la herida y promueven la cicatrización de forma segura
- Elevada flexibilidad en sentido longitudinal y transversal
- Proporciona un alto grado de confort incluso en movimiento
- Se adapta a las zonas contorneadas del cuerpo
- Excelente observación de la herida
- Impermeable, permite la higiene diaria



Información – Leukomed® Control

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7323000	4042809525571	Leukomed Control STE 5 x 7 cm	Cajas c/10 apósitos
7323001	4042809525595	Leukomed Control STE 7 x 10 cm	Cajas c/10 apósitos
7323002	4042809525618	Leukomed Control STE 8 x 15 cm	Cajas c/10 apósitos
7323003	4042809525632	Leukomed Control STE 10 x 24 cm	Cajas c/5 apósitos
7323005	4042809525670	Leukomed Control STE 10 x 35 cm	Cajas c/5 apósitos

APÓSITO DE FIJACIÓN

LEUKOMED® IV

APÓSITO ADHESIVO ESTÉRIL TRANSPARENTE SUAJADO

Indicaciones:

- Fijación de catéteres intravenosos y/o cánulas.
- Protege de factores externos como contaminantes, agua y bacterias en sitios inserción.

Características y beneficios:

- Película ultradelgada, flexible y adaptable.
- Bordes redondeados.
- Mayor permeabilidad al vapor de agua.
- Empaque individual estéril.
- Adhesivo hipoalergénico con sistema “pattern coat” sólo en algunas presentaciones.
- Sistema de aplicación único que consiste en una capa superior de polipropileno señalada con una pestaña roja, y triple capa inferior de papel encerado.
- Etiquetas de tela microporosa para fijación y rotulación

- Suajado con hypafix blanco

Composición:

- Película de poliuretano ultradelgada.
- Adhesivo de poliacrilato.
- Etiqueta superior protectora de polipropileno.
- Papel encerado.



Información – Leukomed® IV

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7238900	4042809218435	Leukomed IV 6 cm x 8 cm blanco	Cajas c/50 apósitos
7239000	4042809218459	Leukomed IV 6 cm x 8 cm transparente	Cajas c/50 apósitos
7239003	4042809269925	Leukomed IV 8.5 x 11.5 cm transparente	Cajas c/50 apósitos
7239004	4042809269932	Leukomed IV 4.5 cm x 4.5 cm transparente	Cajas c/50 apósitos
7239005	4042809392036	Leukomed IV 7 cm x 9 cm transparente	Cajas c/50 apósitos

TOALLITAS ALCOHOLADAS

CUTISOFT® WIPES

TOALLITAS ALCOHOLADAS

Indicaciones:

- Para asepsia en sitios de inserción.
- Para uso externo.

Composición:

- Tela no tejida en poliéster
- Alcohol isopropílico al 70%.
- Empaque individual metálico.

Características y beneficios:

- Almohadilla de tela no tejida en poliéster.
- Alcohol isopropílico al 70% graduada por la NOM para efecto aséptico.
- Empaque individual esterilizado.
- Tiempo de almacenaje 5 años.



Información – Cutisoft® wipes

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7238301	4042809200751	Cutisoft Wipes	Cajas c/ 100

CUIDADO AVANZADO DE HERIDAS

BSNmedical

an Essity company

CUTIMED® SORBACT MECHA

MECHA DE ALGODÓN IMPREGNADO CON ÉSTER DE ÁCIDO GRASO DERIVADO DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO

Indicaciones:

- Heridas con exudado moderado a intenso.
- Heridas profundas o cavitadas.
- Heridas contaminadas, colonizadas o infectadas.
- Prevención de infecciones en sitios quirúrgicos.

Composición:

- Tejido de algodón.
- Cloruro de Dialquilcarbamoílo (DACC).

Características y beneficios:

- Mecha de algodón impregnada con Cloruro de Dialquilcarbamoílo.
- Empaque individual y estéril.
- No produce efectos secundarios.
- No produce citotoxicidad.



Información – Cutimed® Sorbact mecha

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7216600	4042809104646	Cutimed Sorbact mecha 2 cm x 50 cm	Caja c/5 piezas
7216700	4042809104677	Cutimed Sorbact mecha 5 cm x 200 cm	Caja c/5 piezas

APÓSITO ANTIMICROBIANO

CUTIMED® SORBACT MALLA

MALLA DE ACETATO IMPREGNADO CON ÉSTER DE ÁCIDO GRASO DERIVADO DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO

Indicaciones:

- Heridas ligeramente exudativas.
- Heridas superficiales y profundas.
- Heridas contaminadas, colonizadas o infectadas.
- Prevención de infecciones en sitios quirúrgicos.

Composición:

- Malla de acetato
- Cloruro de Dialquilcarbamoílo (DACC)

Características y beneficios:

- Acetato impregnado con Cloruro de Dialquilcarbamoílo.
- Empaque individual y estéril.
- No produce efectos secundarios.
- No produce citotoxicidad.



Información – Cutimed® Sorbact malla

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7216401	4042809151596	Cutimed Sorbact malla 4 cm x 6 cm	Caja c/5 piezas
7216501	4042809151619	Cutimed Sorbact malla 7cm x 9 cm	Caja c/5 piezas
7216400	4042809104585	Cutimed Sorbact malla 4 cm x 6 cm	Cajas c/40 piezas
7216500	4042809104615	Cutimed Sorbact malla 7 cm x 9 cm	Cajas c/40 piezas

CUTIMED® SORBACT TORUNDA

TORUNDAS DE ACETATO IMPREGNADAS CON ÉSTER DE ÁCIDO GRASO DERIVADO DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO CON ANILLO DE SILICÓN

Indicaciones:

- Heridas con exudado moderado a intenso.
- Heridas profundas o cavitadas.
- Heridas contaminadas, colonizadas o infectadas.
- Prevención de infecciones en sitios quirúrgicos.

Composición:

- Malla de acetato
- Cloruro de Dialquilcarbamoílo (DACC)
- Anillo de silicón.

Características y beneficios:

- Torundas impregnadas con Cloruro de Dialquilcarbamoílo
- Torundas pequeñas para cavidades.
- Empaque individual y estéril.
- No produce efectos secundarios.
- No produce citotoxicidad.



Información – Cutimed® Sorbact torunda

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7216800	4042809104707	Cutimed Sorbact torundas 3 cm	Cajas c/14 sobres c/5

APÓSITO ANTIMICROBIANO

CUTIMED® SORBACT APÓSITO

APÓSITO CON NÚCLEO ABSORBENTE DE TELA VISCOSA Y POLIÉSTER, TELA NO TEJIDA DE CELULOSA, RAYÓN Y POLIÉSTER UNIDAS CON ACETATO IMPREGNADO CON ÉSTER DE ÁCIDO GRASO DERIVADO DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO DACC

Indicaciones:

- Heridas con exudado moderado a intenso.
- Heridas superficiales.
- Heridas contaminadas, colonizadas o infectadas.
- Prevención de infecciones en sitios quirúrgicos.

Composición:

- Malla de acetato
- Cloruro de Dialquilcarbamoilo (DACC)
- Almohadilla absorbente

Características y beneficios:

- Apósito impregnado con Cloruro de Dialquilcarbamoilo.
- Almohadilla absorbente para heridas exudativas.
- Empaque individual y estéril.
- No produce efectos secundarios.
- No produce citotoxicidad.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.



Información – Cutimed® Sorbact apósito

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7216101	4042809151558	Cutimed Sorbact apósito 7 cm x 9 cm	Caja c/5 piezas
7216201	4042809151572	Cutimed Sorbact apósito 10 cm x 10 cm	Caja c/5 piezas
7216200	4042809104523	Cutimed Sorbact apósito 10 cm x 10 cm	Caja c/40 piezas

CUTIMED® SORBACT GEL

MAJLA DE ACETATO IMPREGNADO CON ÉSTER DE ÁCIDO GRASO DERIVADO DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO E HIDROGEL

Indicaciones:

- Heridas secas o parcialmente necróticas.
- Heridas superficiales poco profundas.
- Heridas contaminadas, colonizadas o infectadas.

Composición:

- Malla de acetato
- Cloruro de Dialquilcarbamoilo (DACC)
- Gel a base de agua purificada carbomero, Propilenglicol, hidróxido de sodio.
- Empaque individual metálico

Características y beneficios:

- Apósito impregnado con Cloruro de Dialquilcarbamoilo.
- Hidrogel para desbridamiento autolítico
- Empaque individual y estéril.
- No produce efectos secundarios.
- No produce citotoxicidad.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.



Información – Cutimed® Sorbact gel

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7261100	4042809110425	Cutimed Sorbact Gel apósito 7.5 cm x 7.5 cm	Cajas c/10 piezas
7261101	4042809110449	Cutimed Sorbact Gel apósito 7.5 cm x 15 cm	Cajas c/10 piezas

APÓSITO ANTIMICROBIANO DE HIDROPOLÍMERO

CUTIMED® SORBACT HYDROACTIVE

APÓSITO DE HIDROPOLÍMERO CON MALLA DE ACETATO CON ANTIMICROBIANO

Indicaciones:

- Para el tratamiento de heridas contaminadas, colonizadas o infectadas con exudado leve a moderado.

Características y beneficios:

- Adaptable a la herida.
- Mantiene el ambiente húmedo.
- Promueve el desbridamiento autolítico.
- Absorbe el exudado.
- Reduce la carga bacteriana en cada cambio del apósito.
- Libera puntos de presión.
- Libre de látex.
- Tiempo de almacenaje 3 años.

Composición:


- Película de poliuretano transparente.
- Malla de acetato impregnada con éster de ácido graso derivado de Cloruro de Dialquilcarbamoilo.
- Matriz de hidropolímero.
- Empaque individual metálico.

CUTIMED® SORBACT HYDROACTIVE B

APÓSITO DE HIDROPOLÍMERO CON MALLA DE ACETATO CON ANTIMICROBIANO Y BORDES ADHESIVOS

Composición:

- Película de poliuretano transparente.
- Malla de acetato impregnada con éster de ácido graso derivado de Cloruro de Dialquilcarbamoilo .
- Matriz de hidropolímero.
- Borde de hidrogel adhesivo.
- Empaque individual metálico.



Información – Cutimed® Sorbact Hydroactive / Cutimed® Sorbact Hydroactive B

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7264603	4042809391367	Cutimed Sorbact Hydroactive 7cm x 8.5cm	Caja c/ 10 apósitos
7264604	4042809391381	Cutimed Sorbact Hydroactive 14 cm x 14 cm	Caja c/ 10 apósitos
7264606	4042809391428	Cutimed Sorbact Hydroactive 24 cm x 24 cm	Caja c/ 5 apósitos
7264607	4042809391442	Cutimed Sorbact Hydroactive 14 cm x 24 cm	Caja c/ 10 apósitos
7993300	4042809464245	Cutimed Sorbact Hydroactive B 7cm x 8.5cm	Caja c/ 10 apósitos
7993302	4042809464337	Cutimed Sorbact Hydroactive B 14 cm x 14 cm	Caja c/ 10 apósitos
7993303	4042809464351	Cutimed Sorbact Hydroactive B 19 cm x 19 cm	Caja c/ 10 apósitos
7993304	4042809464375	Cutimed Sorbact Hydroactive B 14 cm x 24 cm	Caja c/ 10 apósitos

HIDROGEL PARA DESBRIDAMIENTO

CUTIMED® GEL

HIDROGEL PARA DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO

Indicaciones:

- Para disolver tejido necrótico o esfacelado por desbridamiento autolítico
- Uso en heridas secas

Composición:

- Agua purificada
- Carbomero
- Sodio Hidróxido
- Glicerina

Características y beneficios:

- Al adherirse suavemente a la espátula y a la superficie de la herida es fácil de aplicar y se mantiene en su lugar, hasta estar cubierto por un apósito secundario.



Información – Cutimed® Gel

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7261000	4042809261592	Cutimed Gel 8gr	Caja c/10
7261001	404280926	Cutimed Gel 15 gr	Caja c/10
7261002	404280926	Cutimed Gel 25 gr	Caja c/10

ESPUMA HIDROFÍLICA

CUTIMED® SILTEC

APÓSITO HIDROCELULAR ESTÉRIL DE POLIURETANO CON BANDAS SÚPER ABSORBENTES

Indicaciones:

- Para protección de heridas agudas o crónicas con exudado moderado a elevado.

Características y beneficios:

- Flexible y adaptable a la herida.
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma.
- Absorción vertical.
- Mínimo riesgo de crecimiento de tejido de granulación dentro del apósito.
- Su capa de silicona minimiza el dolor al realizar el cambio del apósito
- Es visible al nivel de saturación.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.

Composición:

- Película de poliuretano transparente
- Bandas super absorbentes de polímero
- Espuma hidrofílica de poliuretano
- Capa de silicona microperforada



Información – Cutimed® Siltec

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7328500	4042809555851	Cutimed Siltec 5 cm x 6 cm	Caja c/ 10 apósitos
7328501	4042809556100	Cutimed Siltec 10 cm x 10 cm	Caja c/ 10 apósitos
7328503	4042809556353	Cutimed Siltec 15 cm x 15 cm	Caja c/ 10 apósitos
7328504	4042809556407	Cutimed Siltec 20 cm x 20 cm	Caja c/ 5 apósitos

CUTIMED® SILTEC SACRUM

APÓSITO HIDROCELULAR ESTÉRIL DE POLIURETANO CON BANDAS SÚPER ABSORBENTES PARA LA REGIÓN SACRA

Indicaciones:

- Para protección de heridas agudas o crónicas en la región sacra con exudado moderado a elevado

Características y beneficios:

- Flexible y adaptable a la herida.
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma.
- Absorción vertical.
- Mínimo riesgo de crecimiento de tejido de granulación dentro del apósito.
- Su capa de silicona minimiza el dolor al realizar el cambio del apósito
- Es visible al nivel de saturación.
- Mayor adherencia en los bordes.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.
- Preformado sacro.

Composición:

- Película de poliuretano transparente.
- Bandas súper absorbentes de polímero.
- Espuma hidrofílica de poliuretano.
- Adhesivo de silicona.
- Capa de silicona macroperforada.
- Película de polietileno transparente.



Información – Cutimed® Siltec Sacrum

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7328700	4042809286007	Cutimed Siltec Sacrum 17.5 cm x 17.5 cm	Caja c/ 5 apósitos
7328701	4042809285994	Cutimed Siltec Sacrum 23 cm x 23 cm	Caja c/ 5 apósitos

ESPUMA HIDROFÍLICA

CUTIMED® SILTEC OVAL

APÓSITO HIDROCELULAR ESTÉRIL DE POLIURETANO CON BANDAS SÚPER ABSORBENTES

Indicaciones:

- Para protección de heridas agudas o crónicas en la región sacra con exudado moderado a elevado.

Características y beneficios:

- Flexible y adaptable a la herida.
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma.
- Absorción vertical.
- Mínimo riesgo de crecimiento de tejido de granulación dentro del apósito.
- Su capa de silicona minimiza el dolor al realizar el cambio del apósito
- Es visible al nivel de saturación.
- Mayor adherencia en los bordes.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.
- Forma ovalada.

Composición:

- Película de poliuretano transparente.
- Bandas súper absorbentes de polímero.
- Espuma hidrofílica de poliuretano.
- Adhesivo de silicona.
- Capa de silicona macroperforada.
- Película de polietileno transparente.



Información – Cutimed® Siltec Oval

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7328414	4042809553956	Cutimed Siltec 7cm x 10 cm oval	Caja c/ 10 apósitos

ESPUMA HIDROFÍLICA

CUTIMED® SILTEC HEEL 2D

APÓSITO HIDROCELULAR ESTÉRIL DE POLIURETANO CON BANDAS SÚPER ABSORBENTES PARA TALÓN

Indicaciones:

- Para el tratamiento de úlceras en talón con exudado de moderado a elevado.

- Es visible al nivel de saturación.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.

Características y beneficios:

- Flexible y adaptable a la herida.
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma.
- Absorción vertical.
- Mínimo riesgo de crecimiento de tejido de granulación dentro del apósito.
- Su capa de silicona minimiza el dolor al realizar el cambio del apósito

Composición:

- Película de poliuretano transparente.
- Bandas súper absorbentes de polímero.
- Espuma hidrofílica de poliuretano.
- Capa de silicona microperforada.
- Película de polietileno transparente.



Información – Cutimed® Siltec Heel 2D

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7264800	4042809190748	Cutimed Siltec Heel 2D	Caja c/ 5 apósitos

ESPUMA HIDROFÍLICA

CUTIMED® SILTEC B

APÓSITO HIDROCELULAR ESTÉRIL DE POLIURETANO CON BANDAS SÚPER ABSORBENTES Y BORDE ADHESIVO

Indicaciones:


- Para protección de heridas agudas o crónicas con exudado moderado a elevado.
- No utilizar en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes.

Características y beneficios:

- Flexible y adaptable a la herida.
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma.
- Absorción vertical.
- Mínimo riesgo de crecimiento de tejido de granulación dentro del apósito.
- Su capa de silicona minimiza el dolor al realizar el cambio del apósito.
- Es visible al nivel de saturación.
- Mayor adherencia en los bordes.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.

Composición:

- Película de poliuretano transparente.
- Bandas súper absorbentes de polímero.
- Espuma hidrofílica de poliuretano.
- Borde de poliuretano con adhesivo de silicona.
- Capa de silicona macroperforada.
- Película de polietileno transparente.



Información – Cutimed® Siltec B

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7328400	4042809578867	Cutimed Siltec B 7.5 cm x 7.5 cm	Caja c/ 10 apósitos
7328401	4042809553802	Cutimed Siltec B 12.5 cm x 12.5 cm	Caja c/ 10 apósitos
7328402	4042809553833	Cutimed Siltec B 15 cm x 15 cm	Caja c/ 10 apósitos
7328403	4042809553857	Cutimed Siltec B 17.5 cm x 17.5 cm	Caja c/ 5 apósitos
7328404	4042809553888	Cutimed Siltec B 22.5 cm x 22.5 cm	Caja c/ 5 apósitos
7328405	4042809553901	Cutimed Siltec B 10cm x 10 cm	Caja c/ 10 apósitos

APÓSITO SUPER ABSORBENTE DE HIDROPOLÍMEROS

CUTIMED® SORBION SACHET S

APÓSITO DE HIDROPOLÍMERO EN GEL

Indicaciones:

- Para heridas con niveles de exudado de moderado a elevado.

Para heridas altamente exudativas
Heridas agudas y crónicas
Úlceras de etiología mixta (diabética, venosa, por decúbito, ertc.)
Dehiscencia abdominal
Zonas donantes de injertos de piel de espesor parcial
Carcinomas ulcerados

Características y beneficios:

- Absorbe el exudado de la herida y lo bloquea
- Elimina los residuos de la herida
- Absorbe y bloquea de forma irreversible los gérmenes de la herida en el núcleo interno y facilita la limpieza
- Mantiene un ambiente húmedo en la herida

Composición:

- Partículas gelificantes
- Matriz de fibras de celulosa
- Capa de polipropileno



Información – Cutimed® Sorbion Sachet S

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7323200	4042809525694	Cutimed Sorbion Sachet S 7.5 x 7.5 cm	10
7323206	4042809551488	Cutimed Sorbion Sachet S 10 x 10 cm	10
7323209	4042809551419	Cutimed Sorbion Sachet S 20 x 10 cm	10
7323215	4042809551334	Cutimed Sorbion Sachet S 20 x 20 cm	10

APÓSITO DE HIDROPOLÍMEROS

CUTIMED® SORBION SACHET EXTRA

APÓSITO DE HIDROPOLÍMERO EN GEL

Indicaciones:

- Para heridas con niveles de exudado de moderado a elevado.

Para heridas altamente exudativas
Heridas agudas y crónicas
Úlceras de etiología mixta (diabética, venosa, por decúbito, ertc.)
Dehiscencia abdominal
Zonas donantes de injertos de piel de espesor parcial
Carcinomas ulcerados

Características y beneficios:

- Absorbe el exudado de la herida y lo bloquea
- Elimina los residuos de la herida
- Absorbe y bloquea de forma irreversible los gérmenes de la herida en el núcleo interno y facilita la limpieza
- Mantiene un ambiente húmedo en la herida

Composición:

- Partículas gelificantes
- Matriz de fibras de celulosa
- Capa de polipropileno



Información – Cutimed® Sorbion Sachet Extra

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7323402	4042809550887	Cutimed Sorbion Sachet Extra 10 x 10 cm	5
7323403	4042809550870	Cutimed Sorbion Sachet Extra 20 x 10 cm	5

CUTIMED® SORBION SACHET XL

APÓSITO DE HIDROPOLÍMERO EN GEL

Indicaciones:

- Para heridas con niveles de exudado de moderado a elevado:
Zonas anatómicas como zona inferior de la pierna, región sacra, torax, muslo o parte inferior del abdomen

Composición:

- Partículas gelificantes
- Matriz de fibras de celulosa
- Capa de polipropileno

Características y beneficios:

- Absorbe el exudado de la herida y lo bloquea
- Elimina los residuos de la herida
- Absorbe y bloquea de forma irreversible los gérmenes de la herida en el núcleo interno y facilita la limpieza
- Mantiene un ambiente húmedo en la herida



Información – Cutimed® Sorbion Sachet XL

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7324001	4042809551136	Cutimed Sorbion Sachet XL 45 x 25 cm	5

APÓSITO DE HIDROPOLÍMEROS

CUTIMED® SORBION SACHET MULTI STAR

APÓSITO DE HIDROPOLÍMERO EN GEL

Indicaciones:

- Para heridas altamente exudativas :
 - Úlceras venosas de las piernas
 - Úlceras de etiología mixta
 - Decúbito
 - Síndrome del pie diabético
 - Heridas secretoras
 - Quemaduras exudativas
 - Fístulas purulentas en la piel
 - Drenaje
 - Heridas agudas
 - Heridas post-intervención
 - Zonas donantes de injertos de piel de espesor parcial
 - Dehiscencia abdominal
 - Carcinomas ulcerados y heridas secretoras similares

Características y beneficios:

- Por su forma flexible permite aplicaciones en zonas como los dedos del pie, talón, pie, sacro, mama, axilas, codos o herida cavitadas.

Composición:

- Partículas gelificantes
- Matriz de fibras de celulosa
- Capa de polipropileno



Información – Cutimed® Sorbion Sachet Multi Star

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7323700	4042809551228	Cutimed Sorbion Sachet Multi Star 8 cm	5

APÓSITO DE HIDROPOLÍMEROS SÚPER ABSORBENTES

CUTIMED® SORBION SACHET BORDER

APÓSITO DE HIDROPOLÍMERO EN GEL

Indicaciones:

- Para heridas con niveles de exudado de moderado a elevado. Para heridas donde se requiere una aplicación rápida y fácil:

Composición:

- Partículas gelificantes
- Matriz de fibras de celulosa
- Capa de polipropileno
- Bordes adhesivos

Características y beneficios:

- Aplicación rápida y fácil
- Alta tolerancia cutánea
- Flexible y transpirable
- Excelente absorción y retención



Información – Cutimed® Sorbion Sachet Border

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7323600	4042809550696	Cutimed Sorbion Sachet Border 10 x 10 cm	10

APÓSITO DE HIDROPOLÍMEROS

CUTIMED® SORBION SACHET S DRAINAGE

APÓSITO SÚPER ABSORBENTE DE HIDROPOLÍMEROS

Indicaciones:

- Para su uso en drenajes de catéter

Características y beneficios:

- Mayor capacidad de absorción y retención
- Capacidad para eliminar componentes dañinos de la herida
- Ideal para situaciones donde la herida requiere un acondicionado del lecho
- Con suajado para asegurar los puntos de salida y tubos

Composición:

- Partículas gelificantes
- Matriz de fibras de celulosa
- Capa de polipropileno
- Bordes adhesivos



Información – Cutimed® Sorbion Sachet S Drainage

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7324100	4042809551129	Cutimed Sorbion Sachet S Drainage 10 x 10 cm	10

APÓSITO HIDROCOLOIDE

CUTIMED® HYDRO L

APÓSITO HIDROCOLOIDE EXTRA DELGADO ESTÉRIL

Indicaciones:

- Para protección de heridas con exudado leve casi nulo.

Características y beneficios:

- El material interactúa con el exudado de la herida para formar un gel suave.
- Apósito oclusivo
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma, favoreciendo el proceso de cicatrización.
- Reduce el riesgo de maceración de la piel circundante.
- Favorece el desbridamiento autolítico.
- Suave, flexible y resistente al agua.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 5 años.

Composición:

- Capa de contacto con la herida: Hidrocoloide extradelgado.
- Capa protectora de espuma de poliuretano beige a amarillo pálido.
- Capa externa de poliuretano impermeable



Información – Cutimed® Hydro L

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7263600	4042809293128	Cutimed Hydro L 5 cm x 25 cm	Caja c/ 12 apósitos
7263601	4042809293142	Cutimed Hydro L 7.5 cm x 7.5 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263602	4042809293166	Cutimed Hydro L 10 cm x 10 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263603	4042809293180	Cutimed Hydro L 15 cm x 15 cm	Caja c/ 5 apósitos

APÓSITO HIDROCOLOIDE

CUTIMED® HYDRO B

APÓSITO HIDROCOLOIDE ESTÉRIL CON BORDE ADHESIVO

Indicaciones:

- Para protección de heridas con exudado leve, casi nulo

Características y beneficios:

- El material interactúa con el exudado de la herida para formar un gel suave.
- Apósito oclusivo.
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma, favoreciendo el proceso de cicatrización.
- Protege el tejido de granulación
- Reduce el riesgo de maceración de la piel circundante.
- Favorece el desbridamiento autolítico.
- Suave, flexible y resistente al agua.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 5 años.

Composición:

- Capa de contacto con la herida: Hidrocoloide delgado (con bordes adhesivos)
- Capa protectora de espuma de poliuretano beige a amarillo pálido con bordes adhesivos.
- Capa externa de poliuretano impermeable



Información – Cutimed® Hydro B

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7263500	4042809293043	Cutimed Hydro B 7.5 cm x 7.5 cm	Caja c/ 5 apósitos
7263501	4042809293067	Cutimed Hydro B 10 cm x 10 cm	Caja c/ 5 apósitos
7263502	4042809293081	Cutimed Hydro B 15 cm x 15 cm	Caja c/ 5 apósitos
7263503	4042809293104	Cutimed Hydrocolloid B Sacral 15 cm x 18 cm	Caja c/ 5 apósitos

APÓSITO DE HIDROPOLÍMEROS

CUTIMED® HYDROCONTROL

APÓSITO DE HIDROPOLÍMERO EN GEL

Indicaciones:


- Para heridas secas, con exudado leve a moderado, superficiales y crónicas como:
 - Úlceras venosas
 - Úlceras por presión

Composición:

- Película PU con matriz de hidropolímero en gel con flexiporos
- Empaque individual metálico

Características y beneficios:

- Alta capacidad de estimulación
- Excelente manejo del exudado
- Balance óptimo de la humedad
- Producto de diseño innovador



Información – Cutimed® HydroControl

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7323100	4042809525694	Cutimed HydroControl 4.5 cm x 4.5 cm	Caja c/ 10 apósitos
7323101	4042809525731	Cutimed HydroControl 7.5 cm x 7.5 cm	Caja c/ 10 apósitos
7323102	4042809525724	Cutimed HydroControl 10 cm x 10 cm	Caja c/ 10 apósitos
7323103	4042809525762	Cutimed HydroControl 15 cm x 15 cm	Caja c/ 10 apósitos

ESPUMA HIDROFÍLICA CONFORMABLE

CUTIMED® CAVITY

APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO

Indicaciones:

- Para heridas profundas y cavitadas con niveles de exudado moderado a elevado.

Composición:

- Poliuretano de poros cerrados

Características y beneficios:

- Suave, altamente absorbente y muy adaptable
- Atraumático
- No adhesivo
- Fácil de aplicar
- Fácil de retirar



Información – Cutimed® Cavity

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7262100	4042809269260	Cutimed Cavity 5 cm x 6 cm	Caja c/ 10 apósitos
7262101	4042809269284	Cutimed Cavity 10 cm x 10 cm	Caja c/ 10 apósitos
7262103	4042809269321	Cutimed Cavity 15 cm x 15 cm	Caja c/ 5 apósitos

CUTIMED® ALGINATE

APÓSITO ESTÉRIL DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO

Indicaciones:

- Para el tratamiento de heridas con exudado moderado a elevado.

Composición:

- Apósito de alginato de calcio-sodio (80-20%).

Características y beneficios:

- Apósito que absorbe hasta 20 veces su peso.
- Forma un gel que mantiene el ambiente húmedo al momento de interactuar con el exudado de la herida.
- Favorece el desbridamiento autolítico.
- Reduce el riesgo de maceración.
- Mínimo dolor al momento del retiro.
- Tiene propiedades hemostáticas para control de sangrado en heridas superficiales.
- Fácilmente adaptable
- Tiempo de almacenamiento 3 años.



Información – Cutimed® Alginate

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7263400	4042809125344	Cutimed Alginate 5 cm x 5 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263401	4042809125375	Cutimed Alginate 10 cm x 10 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263402	4042809125467	Cutimed Alginate 10 cm x 20 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263403	4042809032512	Cutimed Alginate 2.5 cm x 30 cm mecha	Caja c/ 5 apósitos

APÓSITO IMPREGNADO CON PARAFINA

CUTICELL® CLASSIC

APÓSITO ESTÉRIL DE GASA DE ALGODÓN IMPREGNADA CON PARAFINA

Indicaciones:

- Para protección de heridas tales como quemaduras de primer y segundo grado, abrasiones, laceraciones, radiación, úlceras venosas, sitios donantes y receptores de injertos de piel.

Composición:

- Sustrato de tela no tejida de algodón 100%.
- Sustancia: Parafina blanda blanca.
- Empaque individual metálico

Características y beneficios:

- Mantiene el ambiente húmedo de la misma, favoreciendo el proceso de cicatrización.
- Minimiza el dolor en el cambio del apósito
- Baja adherencia a la herida.
- No se deshila al adaptarse al tamaño del sitio de fijación.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.



Información – Cuticell® Classic

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7253800	4042809224108	Cuticell Classic 5 cm x 5 cm	Cajas c/ 5 apósitos
7253801	4042809224122	Cuticell Classic 5 cm x 5 cm	Caja c/ 50 apósitos
7253802	4042809224146	Cuticell Classic 10 cm x 10 cm	Caja c/ 10 apósitos
7253803	4042809224160	Cuticell Classic 10 cm x 10 cm	Caja c/ 100 apósitos
7253804	4042809224184	Cuticell Classic 10 cm x 40 cm	Cajas c/ 10 apósitos
7253805	4042809227758	Cuticell Classic 10 cm x 10 cm	Cajas c/ 36 apósitos
7253806	4042809227772	Cuticell Classic 10 cm x 7 m	Caja c/ 7m en zigzag
7253807	4042809271454	Cuticell Classic 15 cm x 2 m	1 rollo

APÓSITO IMPREGNADO CON PETROLATO

CUTICELL®

APÓSITO ESTÉRIL DE ACETATO IMPREGNADO CON PETROLATO

Indicaciones:

- Para protección de heridas tales como quemaduras de primer y segundo grado, abrasiones, laceraciones, radiación, úlceras venosas, sitios donantes y receptores de injertos de piel.

Composición:

- Malla de acetato.
- Sustancia: Petrolato

Características y beneficios:

- Mantiene el ambiente húmedo de la misma, favoreciendo el proceso de cicatrización.
- Minimiza el dolor en el cambio del apósito.
- Baja adherencia a la herida.
- No se deshila al adaptarse al tamaño de la herida.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.



Información – Cuticell®

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7253900	4042809226690	Cuticell 7.5 cm x 7.5 cm	Caja c/ 10 apósitos
7253902	4042809224245	Cuticell 7.5 cm x 20 cm	Caja c/ 10 apósitos
7253904	4042809271485	Cuticell 20 cm x 40 cm	Caja c/ 25 apósitos

APÓSITO DE POLIURETANO MACROPERFORADO CON SILICONA

CUTICELL® CONTACT

APÓSITO ESTÉRIL DE POLIURETANO MACROPERFORADO CON SILICONA

Indicaciones:

- Para protección de heridas agudas con exudado nulo moderado
- Se recomienda el cambio cada 24 hrs dependiendo de las condiciones y nivel de exudado
- Para su uso en heridas como laceraciones, abrasiones, quemaduras superficiales, heridas post- quirúrgicas, sitios donantes o receptores.
- También se puede utilizar como interfase en la terapia de presión negativa.
- No utilizar en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes

Composición:

- Película de poliuretano macroperforada transparente elástica
- Capa de silicona suave

Características y beneficios:

- Flexible y adaptable a la herida.
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma
- Se adhiere suavemente al lecho de la herida y piel perilesional, manteniendo la humedad de la misma.
- Su capa macroperforada permite el paso del exudado a un apósito secundario.
- Es visible al nivel de saturación
- Se puede aplicar en combinación con tópicos o geles
- Fácil aplicación
- Libre de latex



Información – Cuticell® Contact

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7268001	4042809122282	Cuticell Contact 7.5x10 cm	Caja c/5
7268002	4042809122343	Cuticell Contact 10x18 cm	Caja c/5

APÓSITO PARA EPITELIZACIÓN

CUTICELL® EPIGRAFT

APÓSITO ESTÉRIL TRASLÚCIDO DE CELULOSA BACTERIANA

Indicaciones:

Para epitelización en heridas como:

- Sitios donantes o receptoras de injerto.
- Quemaduras 2a / 2b.
- Lesiones por abrasión

Composición:

- Celulosa microbiana 100% derivado de Acetobacter Xylinum

Características y beneficios:

- Promueve la reepitelización del tejido.
- Fácil aplicación y retiro del apósito.
- Paciente puede ser ambulatorio.
- Permite la visualización de la herida sin remover el apósito.
- Tiempo de almacenaje 2 años.
- De una sola aplicación.



Información – Cuticell Epigraft®

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7265001	4042809380279	Cuticell Epigraft 7.5 cm x 10 cm	Caja c/ 10 apósitos
7265003	4042809380316	Cuticell Epigraft 10 cm x 15 cm	Caja c/ 10 apósitos
7265004	4042809380317	Cuticell Epigraft 15 cm x 20 cm	Caja c/ 10 apósitos

CUIDADO DE LA PIEL

CUTIMED® PROTECT CREAM

PROTECTOR CUTÁNEO EN CREMA

Indicaciones:

- Para prevención en piel intacta y protección de piel lesionada, en áreas extensas expuestas a constante fricción.
- Para protección de la zona sacra en personas con incontinencia o que tengan contacto con adhesivos.

Características y beneficios:

- Forma una película transparente que actúa como barrera protectora.
- Evita el riesgo de maceración y es repelente a los fluidos.
- Es permeable al oxígeno y al vapor de agua.

- Protege la piel intacta o lesionada.
- Evita la resequedad.
- No contiene látex.
- Tiempo de almacenaje 1 año.

Composición:

- Agua purificada, disiloxano, polisobutileno, VP Eicoseno copolímero hidroxietil acrilato, Sodio acriloidimetil Taurate Copolímero, glicol butileno, Olet-3 fosfato, fenoxietanol, hidrogenado.
- Solución de Disiloxano (HMDS) Copolímero acrilato



Información – Protect® cream

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7265200	4042809216653	Cutimed Protect cream 28g	Pieza
7265203	4042809386332	Cutimed Protect cream 90g	Caja c/12

CUTIMED® PROTECT FOAM

SOLUCIÓN POLIMÉRICA CUTÁNEA PROTECTORA EN APLICADOR

Indicaciones:

- Para prevención en piel intacta y para protección del área perilesional expuestas a constante fricción y humedad.
- Para protección de zonas que tengan contacto con adhesivos.

- Protege la piel intacta o lesionada.
- No interfiere en la asepsia del sitio.
- Evita la resequeidad.
- No contiene látex.
- Tiempo de almacenaje 3 años.

Características y beneficios:

- Forma una película transparente que actúa como barrera protectora.
- Evita el riesgo de maceración y es repelente a los fluidos.
- Es permeable al oxígeno y al vapor de agua.

Composición:

- Aplicador de polipropileno en color blanco con punta de espuma de poliuretano.
- Solución polimérica de Disiloxano (HDMS), copolímero acrilato.
- Empaque individual metálico



Información – Protect® foam

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7265401	4042809386400	Cutimed Protect foam AP 1ml	Caja c/ 25
7265403	4042809386448	Cutimed Protect foam AP 3ml	Caja c/ 25

CUIDADO DE LA PIEL

CUTIMED® PROTECT SPRAY

SOLUCIÓN POLIMÉRICA PROTECTORA CUTÁNEA EN SPRAY

Indicaciones:

- Para prevención en piel intacta y protección de áreas extensas y perilesional expuestas a constante fricción y humedad.
- Para protección de la zona sacra en personas con incontinencia o que tengan contacto con adhesivos.

- Protege la piel intacta o lesionada.
- Evita la resequedad.
- No contiene látex.
- Tiempo de almacenaje 3 años.

Características y beneficios:

- Forma una película transparente que actúa como barrera protectora.
- Evita el riesgo de maceración y es repelente a los fluidos.
- Es permeable al oxígeno y al vapor de agua.

Composición:

- Solución de Copolímero de acrilato, Disiloxano (HMDS)



Información – Protect® spray

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7265301	4042809386370	Cutimed Protect spray 28ml	Caja c/12





**CUIDADO DE
HERIDAS**
AVANZADO

**TERAPIA DE
COMPRESIÓN**

**CUIDADO DE
HERIDAS**
TRADICIONAL

BSN Medical México

www.bsnmedical.com



@BSNMedicalMx



@bsnmedicalmx

BSNmedical

an Essity company